



CAMA RECEPTORA VACUNO BOX INMOVILIZADOR

DESCRIPCION:

Equipo diseñado para recibir el animal una vez insensibilizado. Se coloca en la base del Box Insensibilizador Vacuno, facilitando totalmente el proceso de recepción del animal.

Estructura de suportación inferior construida en perfiles y chapa de acero SAE 1010.

En la parte superior lleva chapa curvada para contención y posicionar el animal con cierre de extremo en caño tubular de acero SAE 1010.

A la salida del Box va equipado con una cama de rodillos de acero SAE 1010 y bujes de APM con eje en acero SAE 1045 para facilitar la salida en rampa del animal.

Dimensiones: 2500 x 1800 mm.

Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: mecar_argentina@yahoo.com.ar

Web: www.mecar.com.ar



MODELOS:

CRV-2500

(CONSTRUIDO EN ACERO SAE 1010 PROTECCION ACEITE)

CRV-2500/E



(CONSTRUIDO EN ACERO SAE 1010 TERMINACION EN PINTURA EPOXI)

CRV-2500/G

(CONSTRUIDO EN ACERO SAE 1010 TERMINACION GALVANIZADO EN CALIENTE)

CRV-2500/A

(CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304)



Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: mecar_argentina@yahoo.com.ar

Web: www.mecar.com.ar

The logo for MECAR, featuring a stylized grey triangle above the word "MECAR" in a bold, sans-serif font. The letters "MECA" are grey, and "R" is red.